


Objetivo: Orientar y facilitar los mecanismos de referencia y contrarreferencia en la Red Nacional de Laboratorios en el ámbito municipal y departamental para el aislamiento e identificación de *Campylobacter* spp.



Muestras: Hisopado rectal ó Materia Fecal de no más de 2 horas de su evacuación. Mantener a temperatura ambiente (24°C) por máximo 6 horas (evitando la desecación).

Comentarios: h: horas, **CCDA:** Campylobacter agar base blood free, **Medios de elección:** Caldo Brucella, CCDA modificado, Skirrow, Skirrow modificado, Campy-Bap y Preston.

***Manual laboratorio para la Identificación y Prueba de Susceptibilidad a los Antimicrobianos de Patógenos Bacterianos de Importancia para la Salud Pública en el Mundo en Desarrollo. WHO/CDS/CSR/RMD/2003.6